

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd34 De Camundongo Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - Q64314

Número do item: CM0012071

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD34 de camundongo conjugado com APC, especificamente desenvolvido para detecção por citometria de fluxo. Tem como alvo células progenitoras hematopoiéticas, com peso molecular calculado de aproximadamente 41 kDa. Apresenta reação cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD34 de camundongo conjugado com APC
Observações/alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GenelD (humano)	947
GenelD	12490
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo