

APC Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd366 (Tim-3) Para Citometria De Fluxo - Q8Vim0

Número do item: CM0009975



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD366 (TIM-3) de camundongo para citometria de fluxo. Ideal para estudar exaustão de células T, pontos de verificação imunológicos e ativação de macrófagos. Validado em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Mouse CD366 (TIM-3) mAb
Observações/Apelido	Tim3; TIM-3; Timd3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	84868
GeneID	171285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-191 do CD366 (TIM-3) de camundongo (NP_599011.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8VIM0
Peso da Proteína	22kDa/31kDa
Envio	Saco com gelo