


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd38 De Camundongo Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P56528

Número do item: CM0007885



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD38 de camundongo (ADPRC 1, I-19). Reage com camundongo, adequado para a análise por citometria de fluxo da expressão de CD38 em pesquisas de imunologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD38 de Camundongo Conjugado com APC
Observações/Apelido	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 de CD38 de camundongo (NP_031672.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo