

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 De Camundongo Conjugado Com Apc Para Fc - P06332

Número do item: CM0007758

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD4 de camundongo (L3T4, Ly-4), validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para identificar células T auxiliares e outras populações imunes CD4+ em amostras murinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD4 de Camundongo conjugado com APC
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	12504
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo