

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd44 De Camundongo Apc-Para Citometria De Fluxo - P15379

Número do item: CM0011998



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD44 de camundongo conjugado com APC-para citometria de fluxo. Reage com o CD44 de camundongo (Ly-24, Pgp-1, HERMES), um receptor de hialuronato envolvido na migração, adesão e inflamação de linfócitos. Adequado para amostras de pesquisa de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD44 de Camundongo APC-
Observações/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da Proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo