

Apc Coelho Anti-Mouse Cd47 Mab - Q61735

Número do item: CM0010041

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD47 de camundongo (IAP), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar adesão celular, regulação imune e sinalização de trombospondina. Adequado para pesquisa em imunologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD47 mAb
Observações/Apelido	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	961
GeneID	16423
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD47 de camundongo (NP_034711.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61735
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo