

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Contra Camundongo Cd59A Para Fc - O55186

Número do item: CM0011503

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD59a de camundongo, um potente inibidor de MAC. Para aplicações de citometria de fluxo em amostras de camundongo. Adequado para pesquisa de complemento, imunologia e terapêutica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Camundongo CD59a
Observações/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Espécie	Camundongo
GeneID	12509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-96 da CD59a de camundongo (NP_031678.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O55186
Peso Proteico	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo