

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd71 Conjugado Com Apc Para Fc - Q62351

Número do item: CM0008611

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com APC contra CD71 de camundongo (Proteína 1 do receptor de transferrina) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a captação de ferro e a proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Mouse CD71 mAb
Observações/Apelido	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtvr1; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7037
GeneID	22042
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 89-763 do CD71 de camundongo (NP_035768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62351
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo