

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd86 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P42082

Número do item: CM0009635

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD86 de camundongo, desenhado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o CD86 de camundongo (SWISS P42082), ~35kDa. Ideal para estudos de ativação de células T e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse CD86 mAb
Observações/Apelido	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28I2; TS/A-2; CD86
Espécie	Camundongo
ID do Gene (humano)	942
ID do Gene	12524
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-245 do CD86 de camundongo (NP_062261.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P42082
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo