

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd86 De Camundongo De Coelho Em Apc Para Citometria De Fluxo - P42082

Número do item: CM0008264

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD86 (B7-2) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Direciona-se aos aminoácidos 24-245 do CD86 de camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia sobre ativação de células T e coestimulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD86 de Camundongo de Coelho em APC
Observações/Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	942
GeneID	12524
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-245 do CD86 de camundongo (NP_062261.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P42082
Peso Proteico	35 kDa
Envio	Saco de gelo