

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd93 De Camundongo De Coelho Apc Para Citometria De Fluxo - O89103

Número do item: CM0004720

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD93 de camundongo (C1qR, AA4). Adequado para citometria de fluxo (FC). Permite o estudo de fagocitose, função endotelial e angiogênese. Oferece reprodutibilidade entre lotes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD93 mAb de Coelho APC para Camundongo
Observações/Apelido	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	22918
ID do Gene	17064
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-181 do CD93 de camundongo (NP_034870.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O89103
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo