


Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Cd96/Tactile De Camundongo Para Fc - Q3U0X8

Número do item: CM0011436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD96/TACTILE de camundongo para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo. Tem como alvo a proteína de superfície de células T envolvida na adesão de células NK durante a resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho APC Anti-CD96/TACTILE de Camundongo
Observações/Apelido	Tactile; 1700109I12Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10225
GeneID	84544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-536 do CD96/TACTILE de camundongo (NP_115854.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3U0X8
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Em saco de gelo