

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Murino H-2Kd/H-2Dd Para Fc - P01902/P01900

Número do item: CM0012167



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa moléculas MHC classe I H-2Kd/H-2Dd de murino. Validado para citometria de fluxo, ideal para tipagem de células imunológicas, estudos de apresentação de antígenos e pesquisa em imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Murino H-2Kd/H-2Dd mAb
Observações/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Espécie	Murino
ID do Gene (Murino)	14972/14964
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-301 de H-2Kd/H-2Dd de murino (NP_612564.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P01902/P01900
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo