

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Icos/Cd278 De Camundongo Conjugado Com Apc Para Fc - Q9Wvs0

Número do item: CM0011084

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado contra ICOS/CD278 de camundongo (UniProt Q9WVS0), validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo da coestimulação de células T, da diferenciação de células T auxiliares foliculares e de ensaios imunológicos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ICOS/CD278 de camundongo conjugado com APC
Observações/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	29851
GeneID	54167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-142 de ICOS/CD278 de camundongo (NP_059508.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WVS0
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo