


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse IgG1 Conjugado Com Apc Para Fc - P01868

Número do item: CM0004892



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa a região constante do IgG1 de camundongo. Projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC), este anticorpo detecta especificamente o IgG1 de camundongo em fluxos de trabalho de pesquisa e diagnóstico. Ideal para o desenvolvimento de imunoenaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse IgG1 mAb
Observações/Apelido	IgG1
Espécie	Camundongo
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-324 do IgG1 de camundongo (P01868)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01868
Peso Proteico	36kDa
Envio	