

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Contra Igg2B De Camundongo Para Fc - P01867-2

Número do item: CM0006496

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado à região constante da cadeia pesada de IgG2b de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC). Reage com camundongo. Indicado para pesquisa em imunologia, desenvolvimento de ensaios diagnósticos e análise de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-IgG2b de Camundongo
Observações/Apelido	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Espécie	Camundongo
ID do Gene	16016
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 14-113 da IgG2b de camundongo (P01867-2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01867-2
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo