

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Mouse Il-13 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P20109

Número do item: CM0011144

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado a IL-13 de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para estudar inflamação alérgica, respostas Th2 e vias de sinalização de IL-13 em modelos de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
Observações/Alias	Il-13
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3596
GeneID (Camundongo)	16163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-131 da IL-13 de camundongo (NP_032381.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20109
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo