

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-17A De Camundongo Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - Q62386

Número do item: CM0005593

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado à IL-17A de camundongo, validado para citometria de fluxo intracelular. Reage com a IL-17A de camundongo, uma citocina Th17 chave envolvida na inflamação, defesa do hospedeiro e integridade da barreira epitelial. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IL-17A de Camundongo APC
Observações/Apêndice	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3605
GeneID	16171
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 da IL17A de camundongo. (NP_034682.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62386
Peso Proteico	17 kDa
Transporte	Saco de Gelo