

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Camundongo IL1R1/Cd121A Para Citometria De Fluxo - P13504

Número do item: CM0011941

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra IL1R1/CD121a de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para caracterizar a expressão do receptor de interleucina-1 em pesquisa imunológica e neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho APC Anti-Camundongo IL1R1/CD121a
Observações/Apelido	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3554
GeneID	16177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-338 do IL1R1/CD121a de camundongo (NP_032388.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13504
Peso Molecular da Proteína	67kDa
Transporte	Em saco de gelo