


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Klrg1/Mafa Conjugado Com Apc Para Fc - O88713

Número do item: CM0006006



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o KLRG1/MAFA de camundongo, adequado para citometria de fluxo. Imunogênio recombinante cobrindo os aminoácidos 57-188. Expresso em células NK e células T CD8 ativadas; envolvido na regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse KLRG1/MAFA mAb
Observações/Apelido	MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10219
GeneID	50928
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-188 do KLRG1/MAFA de camundongo (NP_058666.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88713
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo