

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ly-6C De Camundongo Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P0Cw02

Número do item: CM0009085

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado contra Ly-6C de camundongo (Ly6c1). Validado para citometria de fluxo (FC), específico para camundongo, com peso proteico de aproximadamente 15 kDa. Ideal para pesquisas de perfil de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Ly-6C de camundongo conjugado com APC
Observações/alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Espécie	Camundongo
ID do gene	17067
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de Ly-6C de camundongo (NP_001238984.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P0CW02
Peso proteico	15 kDa
Transporte	Bolsa de gelo