

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Podoplanina De Camundongo Conjugado Com Apc - Q62011

Número do item: CM0008280



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Podoplanina de camundongo conjugado com APC para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo; o imunógeno cobre os aminoácidos 21-133. Ideal para estudos de sistema linfático, tumores e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Podoplanina de camundongo conjugado com APC
Observações/Alíase	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	10630
GeneID (camundongo)	14726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-133 da Podoplanina de camundongo (NP_034359.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62011
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo