


Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Camundongo Tim-1/Kim-1/Havcr Para Fc - Q5Qns5

Número do item: CM0005909



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao TIM-1/KIM-1/HAVCR de camundongo para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 22-237) garante especificidade. Adequado para pesquisa em imunologia, lesão renal e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC anti-Camundongo TIM-1/KIM-1/HAVCR
Observações/Apelido	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	26762
GeneID	171283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-237 do TIM-1/KIM-1/HAVCR de camundongo (NP_599009.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q5QNS5
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo