

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tnf-A De Rato Conjugado Com Apc Para Fc (Intra) - P06804

Número do item: CM0011495



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC específico para o TNF- α de rato, validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta o TNF- α (cachectina, TNFSF2) de rato com alta afinidade. Ideal para aplicações de pesquisa em inflamação, imunologia e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-TNF- α de Rato
Observações/Apelidos	DIF; Tnf α ; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7124
GeneID	21926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-235 do TNF- α de rato (NP_038721.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P06804
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo