

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd55 De Camundongo/Humano Conjugado Com Apc Para Fc - Q61475

Número do item: CM0008724

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que reconhece o CD55 de camundongo e humano (fator acelerador do decaimento), um inibidor do complemento ancorado a GPI. Adequado para análise, baseada em citometria de fluxo, das vias reguladoras do complemento. UniProt Q61475.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-CD55 de camundongo/humano conjugado com APC                                                                      |
| Observações/Apelido | Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF                                                                                                         |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 1604                                                                                                                                |
| GeneID              | 13136                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-361 do CD55/DAF de camundongo (NP_034146.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                              |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                  |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo                                                                                                                  |
| SWISS               | Q61475                                                                                                                              |
| Peso da proteína    | 42 KDa                                                                                                                              |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                       |