

Controle De Isotipo Igg De Coelho Apc - Controle De Isotipo Igg De Coelho Apc

Número do item: CM0008133

introdução

Anticorpo monoclonal de controle de isotipo IgG de coelho conjugado com APC para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ideal como controle negativo correspondente em painéis de coloração por imunofluorescência, garantindo a especificidade do ensaio e a avaliação do background.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Controle de isotipo IgG de coelho APC
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintetizado derivado do controle de isotipo IgG de coelho)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo