

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse Cd45R/B220 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0005861

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC direcionado ao CD45R/B220 de camundongo (antígeno comum de leucócitos, P06800). Validado para citometria de fluxo (FC) para detectar células B e estudar a ativação de células T. Reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rato anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Saco de gelo