

## Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse Cd86 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P42082

Número do item: CM0005298

### introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC que visa o CD86 de camundongo (B7-2) para citometria de fluxo. O CD86 é uma molécula coestimuladora em células apresentadoras de antígenos, crítica para a ativação de células T e regulação imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APC Rato anti-Mouse CD86 mAb                                                    |
| Observações/Apelido | B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28I2, TS/A-2, CD86 |
| Espécie             | Camundongo                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 942                                                                             |
| GeneID (Camundongo) | 12524                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de CD86 de camundongo                                     |
| Fonte               | Rato                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                          |
| Aplicação           | FC                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                      |
| SWISS               | P42082                                                                          |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                    |