

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse F4/80 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - Q61549

Número do item: CM0005846

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC de alta qualidade especificamente direcionado ao F4/80 de camundongo (Adgre1/EMR1), validado para citometria de fluxo. Ideal para a detecção de macrófagos em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rato anti-Mouse F4/80 mAb
Observações/Apelido	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2015
GeneID	13733
Imunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo