

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Conjugado Com Apc Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número do item: CM0007912

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC que visa o Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para imunofenotipagem de granulócitos e monócitos em amostras de medula óssea e sangue periférico de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rato anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
Observações/Apelido	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Espécie	Camundongo
GeneID	546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)
Imunogénio	Um peptídeo sintetizado derivado de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461 / P0CW02
Peso da Proteína	15kDa / 8kDa
Envio	Saco de gelo