

Anticorpo Monoclonal Apc De Rato Anti-Ly6G De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P35461

Número do item: CM0008604

introdução

Anticorpo monoclonal APC-conjugado de rato anti-Ly6G de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Reage com o Ly6G de camundongo, um marcador de superfície celular ancorado por GPI. Adequado para imunofenotipagem e estudos de medula óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb APC de rato anti-Ly6G de camundongo
Observações/alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	80740
GeneID	546644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-105 do Ly-6G de camundongo (NP_001297367.1)
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo