

Anticorpo Monoclonal Apc Rata Anti-Mouse Ter-119 Para Citometria De Fluxo - Ter-119

Número do item: CM0012626



introdução

Este anticorpo monoclonal APC Rata anti-Mouse TER-119 foi desenvolvido para a detecção por citometria de fluxo do antígeno TER-119 de camundongo em células eritroides. Ideal para estudos de imunofenotipagem e desenvolvimento eritroide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rata anti-Mouse TER-119 mAb
Observações/Apelido	Ter119, TER-119
Espécie	Camundongo
ID do Gene	104231
Imunógeno	Proteína recombinante de TER-119 de camundongo
Origem	Rata
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco de gelo