

Anticorpo Monoclonal Apc Streptavidina Para Citometria De Fluxo - Apc Streptavidina

Número do item: CM0004592

introdução

Conjugado de anticorpo monoclonal APC Streptavidina (SA V1, SA V2) projetado para aplicações em citometria de fluxo. A reatividade cruzada independente de espécies garante ampla compatibilidade. Matéria-prima confiável para o desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APC Streptavidina
Observações/Apelido	SA V1, SA V2
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Independente de espécies
Envio	Em saco de gelo