

Apc Estreptavidina

Número do item: CM0011197

introdução

A APC Estreptavidina é um conjugado de estreptavidina derivado de coelho projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC) com reatividade cruzada independente de espécie. Ideal para detectar sondas biotiniladas, ela suporta fluxos de trabalho confiáveis para IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Estreptavidina
Observações/Apelido	SA V1, SA V2
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Bolsa de gelo