


Anticorpo Monoclonal Anti-Axl Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - P30530

Número do item: CM0008169



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 que tem como alvo a tirosina-quinase receptora AXL humana. Validado para citometria de fluxo, adequado para a detecção de AXL em pesquisas oncológicas e virológicas. 98 kDa, apresenta reação cruzada com o antígeno humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-AXL humano APC/Cyanine7
Observações/Apelidos	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do AXL humano (NP_068713.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso da Proteína	98 kDa
Envio	Bolsa de gelo