

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd185/Cxcr5 Apc/Cyanina7 Para Fc - P32302

Número do item: CM0005676

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 direcionado a CD185/CXCR5 humano (receptor 1 do linfoma de Burkitt). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo permite a detecção de CXCR5, um receptor chave de migração de linfócitos B, em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD185/CXCR5 humano de coelho APC/Cyanina7
Observações/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	643
GeneID	643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-47 do CD185/CXCR5 humano (NP_033981.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo