


Anticorpo Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Cd20 Para Citometria De Fluxo - P11836

Número do item: CM0012456



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 direcionado ao CD20 humano e de cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células B e pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC/Cyanine7 anti-CD20 Humano/Macaco
Observações/Apelido	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
ID do Gene	931
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do mAb CD20 humano (NP_068769.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Envio	Saco de gelo