

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3E Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P07766

Número do item: CM0004230



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 que visa a cadeia épsilon CD3 humana. Validado para citometria de fluxo intracelular (FC intra); ideal para imunofenotipagem de células T e pesquisa de sinalização de TCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human cCD3 mAb
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CD3E humano (NP_000724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo