

Anticorpo Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Cd45 Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0011992

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7, direcionado à isoforma 6 do CD45 humano/macaco (PTPRC). Validado para citometria de fluxo e com reatividade cruzada com as espécies humana e cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD45 humano/macaco conjugado com APC/Cyanine7
Observações/Alis	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Peso da Proteína	138 kDa
Envio	Bolsa de gelo