

Anticorpo Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Hla-Dra Para Citometria De Fluxo - P01903

Número do item: CM0008845



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 direcionado ao HLA-DRA humano, validado para citometria de fluxo em células humanas e de macaco cinomolgo. Ideal para imunofenotipagem de classe II do MHC e estudos de resposta de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC/Cyanine7 anti-HLA-DR Humano/Macaco
Observações/Apêndice	HLA-DRA1
Espécies	Humano, Macaco cinomolgo
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína recombinante de HLA-DR humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo