


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd38 Conjugado Com Apc/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0010588



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 direcionado ao CD38 humano (ADPRC1/cADPR1). Adequado para aplicações de citometria de fluxo (FC), validado para amostras humanas. Ideal para pesquisas de imunologia, câncer e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 mAb de Coelho anti-Humano CD38
Observações/Apelido	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	13kDa/34kDa
Envio	Saco com gelo