

Anticorpo Monoclonal Apc/Cyanina7 Anti-Humano/Macaco Cd127/IL-7R α Para Citometria De Fluxo - P16871

Número do item: CM0004319



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanina7 direcionado ao receptor alfa de CD127/IL-7 humano e de macaco cynomolgus. Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de imunologia e desenvolvimento de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC/Cyanina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD127/IL-7R α
Observações/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alfa
Espécie	Humano
ID do Gene	3575
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-236 do CD127/IL-7R α humano (NP_002176.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Entrega	Bolsa de gelo