

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd19 Conjugado Com Apc/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P25918

Número do item: CM0011195

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 que visa o CD19 de camundongo para citometria de fluxo. Detecta o antígeno de linfócitos B em células B; apoia pesquisas de imunologia e células B. - P25918.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Observações/Apelido	Cd19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-287 do CD19 de camundongo (NP_033974.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo