


Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd38 Conjugado Com Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - P56528

Número do item: CM0009597



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 contra CD38 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas de imunologia envolvendo ativação de linfócitos, sinalização de cálcio e adesão celular. - P56528

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
Observações/Apelido	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	952
GeneID	12494
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo