

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd45 Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0008390

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 direcionado ao CD45 de camundongo (PTPRC, antígeno comum de leucócitos, Ly-5, B220). Validado para aplicações de citometria de fluxo em amostras de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e análise de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Anti-Mouse CD45 APC/Cyanine7 de Coelho
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Transporte	Bolsa de gelo