

Anticorpo Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Cd69 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P37217

Número do item: CM0007941

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 direcionado ao CD69 de camundongo (antígeno de ativação precoce CD69). Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de ativação de células imunes e pesquisas com células T. Reage com camundongo. Peso molecular ~22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD69 de camundongo APC/Cyanine7
Observações/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	969
GeneID	12515
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Embalagem de gelo