

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd3 Humano Apc/Cyanine7 Para Fc - P07766

Número do item: CM0007870



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado a APC/Cyanine7 direcionado à cadeia épsilon do CD3 humano para citometria de fluxo. Reage com o CD3 humano, parte do complexo TCR-CD3. Ideal para análise de subpopulações de células T e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo Anti-CD3 Humano APC/Cyanine7
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID	916
Imunógeno	Proteína recombinante do CD3 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Molecular da Proteína	23 kDa
Envio	Em bolsa de gelo