

APC/Cianina7 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd10 Para Fc - P08473

Número do item: CM0005346



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 contra CD10 humano (Neprilisina, CALLA), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a degradação de encefalinas, sinalização cardiovascular e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Coelho anti-Humano CD10 mAb
Observações/Apelido	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4311
GeneID	4311
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 humano (NP_000893.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08473
Peso da Proteína	86 kDa
Envio	Saco de gelo