

Anticorpo Monoclonal Apc/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cd56/Ncam1 Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0005874



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 direcionado ao CD56/NCAM1 humano especificamente para aplicações em citometria de fluxo. Reconhece a molécula de adesão celular neural 1 (NCAM1), uma glicoproteína de membrana de ~95 kDa que medeia a adesão celular e funciona como receptor para entrada viral. Desenvolvido para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC/Cianina7 Coelho anti-Humano CD56/NCAM1
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo