

Apc/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd61 Para Citometria De Fluxo - P05106

Número do item: CM0008544



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD61 (integrina beta-3, GPIIIa) conjugado com APC/Cianina7 para citometria de fluxo. 87 kDa, reatividade cruzada humana. Suporta pesquisas sobre agregação plaquetária, sinalização de integrina e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD61
Observações/Apelido	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3690
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-718 do CD61 humano (NP_000203.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05106
Peso da Proteína	87 kDa
Envio	Saco de gelo